

MEDIMOS TU SALUD
WE MEASURE YOUR HEALTH



Quirumed 
SUMINISTROS MEDICOS
www.quirumed.com

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · PRODUCT CATALOG

Davislim

BÁSCULA



Davislim

BÁSCULA



Máximas prestaciones en el mínimo espacio.

Davislim es una báscula de líneas sencillas con un diseño suave y redondeado en su cuerpo central que ofrece las funciones básicas de peso, altura y cálculo del índice de masa corporal con la misma precisión que otros equipos de DAVI & CIA pero con un diseño más compacto.

Características



Báscula y tallímetro

Pesa hasta 225 Kg. en divisiones de 100 gramos.

Mide hasta 200 cm. de altura en divisiones de 1 cm.

Sistema de calibrado automático.

Índice de masa corporal

Calcula el IMC automáticamente.

Pantalla LCD

Guía interactiva de funcionamiento.

Múltiples idiomas.

Ruedas para facilitar su transporte.

Acepta hasta 6 tipos de monedas.

Ticket cortado con resultados de las mediciones.



Accesorios Opcionales

Báscula pesa-bebés.

Ficha técnica

234(H) x 37(A) x 61(F) cm.

Peso 50 Kg.

Consumo máx. 40W

115/240Vac – 50/60 Hz

Colores disponibles: Plata





Volviendo a la
esencia