

Nombre: **OMRON R3 Intellisense**

Monitor de Presión Arterial de Muñeca



Características del producto:

- La pantalla muestra todos los parámetros al tiempo



- 42 memorias con fecha y hora
- La colocación específicamente en el lateral de la muñeca facilita la lectura durante la medición
- Inflado confortable: sólo infla lo necesario cada vez, reduciendo el tiempo de medición
- Función promedio: media de 3 valores
- Un solo botón de operación: sólo se necesita presionar una vez el botón azul grande para comenzar una medición.

Descripción de Producto:

Este monitor de presión arterial totalmente automático ofrece todo lo necesario para una medición de la presión arterial confortable, rápida y precisa.

La tecnología Intellisense™ asegura que se realice la medición durante el inflado.

El dispositivo guarda hasta 42 mediciones con fecha y hora. Muestra un promedio de 3 mediciones tomadas en los 10 minutos anteriores a la última medición.

Con estas características ofrece toda la información que un consumidor pueda necesitar para la automedición.

La amplia muñequera cubre perímetros de muñeca entre 13.5 – 21.5 cm.

Especificaciones de Producto

Datos Técnicos

Descripción de Producto	Monitor de Presión Arterial de Muñeca
Modelo	OMRON R3 Intellisense (HEM-6021-E)
Pantalla	Pantalla Digital LCD
Método de Medición	Método Oscilométrico
Rango de Medición	Presión: de 0 mm Hg a 299 mm Hg Pulso: de 40 a 180 pulsaciones / minuto
Memoria	42 mediciones con fecha y hora
Precisión	Presión: ± 3 mmHg Pulso: $\pm 5\%$ de la lectura de pantalla
Inflado	Inflado automático por bomba
Desinflado	Desinflado automático rápido
Detección de	Sensor de presión por capacitancia
Alimentación	2 pilas alcalinas de 1.5V "AAA" (LR03)
Duración de las pilas	Aproximadamente 300 mediciones siempre que se utilicen pilas alcalinas a una temperatura ambiente de 23°C
Temperatura / Humedad de funcionamiento	De +10°C a +40°C Máximo: de 30% a 85% HR
Temperatura / Humedad de conservación	De -20°C a +60°C Máximo: de 10% a 95% HR
Peso del monitor	Aproximadamente 120 g sin pilas
Dimensiones externas	76 mm (anchura) x 56 mm (altura) x 44 mm (profundidad) (sin incluir la muñequera)
Perímetro de muñeca	Aproximadamente de 13.5 a 21.5 cm
Contenido del Envase	Estuche protector, 2 pilas alcalinas de "AAA" (LR03), manual de instrucciones, tarjeta de garantía, ficha de registros de presión arterial

Especificaciones de packaging del OMRON R3 Intellisense:

Impreso en 7 lenguajes:

Inglés/Francés/Español/Alemán
Italiano/Holandés/Ruso

Envase de Cartón	Cant.	Peso aproximado	Dimensiones aproximadas Anchura x Profundidad x Altura (mm)
Unidad (sin pilas)	1	120 g	72 mm x 56 mm x 44 mm
Unidad de venta	1	310 g	110mm x 90 mm x 150 mm
Caja de embalaje	10	6.9 kg	474 mm x 238 mm x 342 mm