

viscosímetros viscosimeters

rotacional rotational

Modelo 801

Instrumento de estructura compacta, de gran estabilidad en las medidas y alta exactitud y precisión. Adecuado para lectura de viscosidades medias en distintos tipos de fluidos como grasas, pinturas, plásticos, alimentos, farmacéuticos, cremas, cosméticos...

Incluye:

- Protector de rotores (husillos).
- Varilla de extensión para realizar lecturas en grandes recipientes.
- Soporte pie base con tornillos para nivelación.
- Nivel de burbuja para nivelar el aparato.

Model 801

It is a compact instrument very stable at measuring, and highly accurate and precise. It is suitable for reading average viscosities in different kinds of fluids as fats, paints, plastics, food, creams, cosmetics...

It includes:

- Rotor protectors (spindles).*
- Extending rod to allow readings in big containers.*
- Stand with screws for levelling out.*
- Spirit level.*



Referencia Code	Rango Range	Precisión Precision	Rotores Rotors	Velocidad motor Motor's speed	Tolerancia Tolerance	Dimensiones Size	Peso Weight
50801000	10-100000 mPa/s/cP	1%	nº1,2,3,4	6,12,30,60 r.p.m.	± 5% (*)	260x140x320 mm	6,5 Kg

(*) en líquidos newtonianos / Newton's liquids

retroproyectores over head projectors

modelo 761 model 761

FALTAN DATOS

Referencia Code	Descripción Description
50760001	Brazo fijo / Fixed arm

